


Anti-Usp1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb - 094782

Artikelnummer: CM0029219



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes USP1, validiert für WB und ELISA. Erkennt USP1 in humanen und Mausproben. Geeignet für Forschung zu DNA-Reparatur nach Schäden und dem Ubiquitin-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	UBP; USP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7398
Gen-ID	7398
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 von humanem USP1 (NP_003359.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O94782
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel