


Anti-Usp11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P51784

Artikelnummer: CM0019781



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen USP11, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Forschung am Ubiquitin-Weg, der DNA-Reparatur und Chromatin in Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP11 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	UHX1; USP11
Spezies	Mensch
Gen-ID	8237
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 70-190 von menschlichem USP11 (NP_004642.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51784
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel