

Anti-Usp12-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075317

Artikelnummer: CM0021957



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes USP12 (UBH1/USP12L1). Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Deubiquitinierung, NF-κB-Signalisierung und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UBH1; USP12L1; USP12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	219333
GenID	219333
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem USP12 (NP_872294.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75317
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel