

## Anti-Usp13 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92995

Artikelnummer: CM0014925



### Einführung

Anti-USP13 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-USP13, eine Deubiquitinase, die Autophagie, ERAD und den Zellzyklus reguliert. Ideal für die onkologische und zellbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | USP13 Rabbit pAb                                                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | ISOT3; IsoT-3; USP13                                                                                                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                            |
| Gen-ID (Mensch)   | 8975                                                                                                                                              |
| Gen-ID            | 8975                                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 90-200 des humanen USP13 (NP_003931.2) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                                       |
| SWISS             | Q92995                                                                                                                                            |
| Proteinmasse      | 97 kDa                                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                         |