

Anti-Usp14 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P54578

Artikelnummer: CM0003579



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf USP14 abzielt – eine proteasomassoziierte Deubiquitinase, die an der Ubiquitin-Recycling, CXCR4-Degradation und angeborenen Immunität beteiligt ist. Validiert für WB, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht 56 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP14 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	TGT; Ubp6; USP14
Art	Mensch
GenID (Mensch)	9097
GenID	9097
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 371-473 des menschlichen USP14 (P54578) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54578
Proteinmolekulargewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel