


Anti-Usp14 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54578

Artikelnummer: CM0021287



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes USP14, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Geeignet für Forschung zur ubiquitin-abhängigen Proteolyse, angeborenen Immunität und neuromuskulären Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP14 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	TGT; Ubp6; USP14
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	9097
GenID	9097
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem USP14 (NP_005142.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P54578
Proteinmasse	56kDa
Versand	Eispackung