

Anti-Usp15 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Y4E8

Artikelnummer: CM0008420



Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen USP15 (Deubiquitinierende Enzym 15). Ideal für die Untersuchung von TGF-beta-, NF-kappa-B- und Mitophagie-Signalwegen in humanen, murinen und Rattengeweben mittels WB, IP, ELISA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP15 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	UNPH4; UNPH-2
Spezies	Human
GeneID (Human)	9958
GeneID	9958
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 968-981 von humanem USP15 (NP_001239007.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4E8
Protein-Gewicht	27 kDa/109-112 kDa
Versand	Eisbeutel