


Anti-Usp15 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y4E8

Artikelnummer: CM0013423



Einführung

Anti-USP15 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes USP15. Ideal zur Untersuchung von Deubiquitinierung, TGF-beta-Signalgebung, NF-kappa-B-Regulation und Mitophagie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UNPH4; UNPH-2; USP15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9958
GenID	9958
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid von humanem USP15
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4E8
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Eisbeutel