


Anti-Usp16 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5T5

Artikelnummer: CM0029938



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes USP16 (94 kDa), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus, Ratte und Affe. Geeignet für die Untersuchung von Histon-H2A-Deubiquitinierung, Mitose und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP16 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	UBPM; UBP-M; USP16
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10600
GeneID	10600
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 des humanen USP16 (NP_001001992.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe
SWISS	Q9Y5T5
Proteinmasse	94 kDa
Versand	Eisbeutel