


Anti-Usp19 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O94966

Artikelnummer: CM0029240



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für USP19 (Ubiquitin-Carboxyl-Terminal-Hydrolase 19), validiert in WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreicht mit Human und Maus aus; detektiert eine ~146 kDa Bande. Ideal für Forschung zu Deubiquitinierung, ERAD, Hypoxie und Muskeldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP19 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZMYND9; USP19
Spezies	Human
GenID (Human)	10869
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem USP19 (NP_001186089.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O94966
Proteingewicht	146kDa
Versand	Eisbeutel