


Anti-Usp21 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk80

Artikelnummer: CM0024262



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane USP21 Deubiquitinase, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. USP21 reguliert Histon H2A-Deubiquitinierung und transkriptionelle Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	USP16; USP23; USP21
Spezies	Human
GeneID	27005
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem USP21 (NP_036607.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UK80
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel