

## Anti-Usp22 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Upt9

Artikelnummer: CM0021468

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen USP22, validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu human und Maus. Geeignet für Deubiquitinierungs-, Transkriptionsregulations- und Immunsignalstudien.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | USP22 Kaninchen pAb                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | USP3L; USP22                                                                                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                                         |
| GeneID (Human)    | 23326                                                                                                                                         |
| GeneID            | 23326                                                                                                                                         |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem USP22 (NP_056091.1) entspricht. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                                   |
| SWISS             | Q9UPT9                                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 60kDa                                                                                                                                         |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                                     |