

Anti-Usp22-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Upt9

Artikelnummer: CM0009255

Einführung

USP22-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber humanem und murinem USP22. Ideal zur Untersuchung der Rolle von Deubiquitinasen bei der Transkriptionsregulation, dem Zellzyklusfortschritt und der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP22-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	USP3L; USP22
Spezies	Mensch
Gen-ID	23326
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-175 des humanen USP22 (Q9UPT9) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UPT9
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku