

Anti-Usp22-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Upt9

Artikelnummer: CM0018926

Einführung

USP22-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit humanen und Rattenproben. USP22 ist eine Deubiquitinase, die an der Transkriptionsregulation, dem Zellzyklus und der angeborenen Immunität beteiligt ist und sich für Forschungsanwendungen eignet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP22-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	USP3L; USP22
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23326
GeneID	23326
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen USP22 (NP_056091.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9UPT9
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku