

Anti-Usp24 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Upu5

Artikelnummer: CM0002355

Einführung

USP24 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten USP24. Ideal für Ubiquitin-Proteasom-, Zellüberleben- und Ferritinophagie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP24 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	USP24; Ubiquitin-spezifische Peptidase 24
Spezies	Human
GeneID	23358
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2500-2600 von humanem USP24 (Q9UPU5) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPU5
Proteingewicht	294 kDa
Versand	Kühltasche