

Anti-Usp24 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Upu5

Artikelnummer: CM0020892

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes USP24 gerichtet ist, eine 294 kDa Ubiquitin-spezifische Protease, die an Ferritinophagie und Zellüberleben beteiligt ist. Validiert für Western Blot und ELISA mit Reaktivität gegen Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	USP24 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	USP24; ubiquitin specific peptidase 24
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23358
Gen-ID	23358
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UPU5
Proteingewicht	294 kDa
Versand	Eisbeutel