


Anti-Usp25 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q9Uhp3

Artikelnummer: CM0005230



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes USP25, validiert für WB, IP, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Deubiquitinase-, Entzündungs- und Zellsignal-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP25 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	USP21; USP25
Spezies	Human
GeneID	29761
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-170 von humanem USP25 (NP_037528.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHP3
Proteingewicht	122KDa/125KDa/129KDa
Versand	Eistasche