


Anti-Usp25 (Usp21) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uhp3

Artikelnummer: CM0017826



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes USP25, eine Deubiquitinierungs-Enzym, das an Entzündungen, Wnt-Signalgebung und Immunantwort beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	USP25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	USP21; USP25
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	29761
Gen-ID	29761
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-230 von humanem USP25 (NP_037528.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHP3
Protein-Gewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel