

## Anti-Usp26 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bxu7

Artikelnummer: CM0024791

### Einführung

USP26 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Nützlich für die Untersuchung von Deubiquitinierung, Androgenrezeptor-Signalisierung und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | USP26 Kaninchen pAb                                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | SPGFX6; USP26                                                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                  |
| Gen-ID (Mensch)   | 83844                                                                                                                                   |
| Gen-ID            | 83844                                                                                                                                   |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 664-913 von menschlichem USP26 (NP_114113.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                               |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                     |
| SWISS             | Q9BXU7                                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 104kDa                                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                               |