

Anti-Usp30 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q70Cq3

Artikelnummer: CM0013690



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes USP30, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für Mitophagie- und Deubiquitinierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP30 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	USP30
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84749
GenID	84749
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 57-390 von humanem USP30 (NP_116052.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q70CQ3
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel