


Anti-Usp33 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tey7

Artikelnummer: CM0019365



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes USP33 (VDU1) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Essentielles Werkzeug für die Erforschung von Deubiquitinierung, Zentrosomenbiologie und GPCR-Trafficking.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP33 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VDU1; USP33
Spezies	Human
Gen-ID	23032 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 290-400 von humanem USP33 (NP_963920.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8TEY7
Protein-Gewicht	107kDa
Versand	Eistasche