

Anti-Usp39 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q53Gs9

Artikelnummer: CM0003596



Einführung

Anti-USP39 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch und Ratte. USP39 ist eine Deubiquitinase, die an Spleißen, DNA-Reparatur und Zellzyklussteuerung beteiligt ist. Ideal für Forschung zur B-Zell-Entwicklung, DNA-Schädigungsantwort und antiviraler Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP39 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10713
GenID	10713
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem USP39 (Q53GS9) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q53GS9
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel