

Kaninchen Polyklonale Anti-Usp39-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q53Gs9

Artikelnummer: CM0030796



Einführung

Kaninchen polyklonaler Anti-USP39-Antikörper (Alias 65K, SAD1, SNRNP65), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit USP39 von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Spleißen, DNA-Reparatur und antiviraler Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	USP39 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Spezies	Mensch
GeneID (menschlich)	10713
GeneID	10713
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 336-565 von menschlichem USP39 (NP_006581.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q53GS9
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eispackung