

Anti-Usp47-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96K76

Artikelnummer: CM0016647

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen USP47, validiert für den Nachweis von humanem und murinem USP47 (~157 kDa) mittels WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Erforschung der DNA-Reparatur, der Genomintegrität und des Zellzyklus. - Q96K76.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP47-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TRFP; USP47
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55031
Gen-ID	55031
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1128-1287 des humanen USP47 (NP_060414.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96K76
Proteingewicht	157 kDa
Versand	Kühlakku