

Anti-Usp48 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Uv5

Artikelnummer: CM0028713

Einführung

Dieser USP48-Kaninchen-Polyklonalantikörper erkennt humanes, murines und ratten-USP48 (Deubiquitinase). Validiert für WB und ELISA, unterstützt er die Erforschung der NF-κB-Signalgebung, des Zellzyklus und der Pyroptose-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP48 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	USP31, DFNA85, RAP1GA1, USP48
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	84196
Gen-ID	84196
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem USP48 (NP_115612.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q86UV5
Proteingewicht	119kDa
Versand	Eisbeutel