


Anti-Usp5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45974

Artikelnummer: CM0026126



Einführung

USP5 Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten USP5 (96 kDa). Ideal für Deubiquitinierungs- und Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ISOT; USP5
Spezies	Human
GeneID (human)	8078
GeneID	8078
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-280 von humanem USP5 (NP_003472.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P45974
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eistüte