


Anti-Usp8 Kaninchen-Pak Für Wb, If/Icc, Elisa - P40818

Artikelnummer: CM0029060



Einführung

USP8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattespezifisches USP8. USP8 ist eine Deubiquitinase, die den Proteinumsatz, die endosomale Sortierung und die EGFR-Signalisierung reguliert. Ideal für die Forschung zu Zellzyklus und Proteostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP8 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	UBPY; PITA4; SPG59; HumORF8; USP8
Spezies	Mensch
Gen-ID	9101
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-270 von humanem USP8 (NP_005145.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40818
Proteingewicht	128kDa
Versand	Eisbeutel