


Anti-Usp9X-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q93008

Artikelnummer: CM0022865



Einführung

USP9X Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot und ELISA-Anwendungen, validiert in Human, Maus, Ratte. Hochwertiges IVD-Rohmaterial zur Untersuchung der Deubiquitinase-Aktivität, TGF- β -Signalisierung und zirkadianer Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP9X Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FAF; FAM; hFAM; DFFRX; MRX99; XLID99; MRXS99F; USP9X
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8239
Gen-ID	8239
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem USP9X (NP_001034679.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q93008
Protein-Gewicht	290kDa
Versand	Eisbeutel