

Anti-Usp9X/Usp9Y Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00507

Artikelnummer: CM0023038

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes USP9X/USP9Y. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Deubiquitinierungs- und Studien zur männlichen Keimzellentwicklung. Molekulargewicht ca. 291 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	USP9X/USP9Y Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DFFRY; SPGFY2; USP9X/USP9Y
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8287
Gen-ID	8287
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2456-2555 von humanem USP9X/USP9Y entspricht (NP_004645.2).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00507
Proteingewicht	291 kDa
Versand	Kühltasche