

Anti-Utp11L Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y3A2

Artikelnummer: CM0018947



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes UTP11L (CGI94), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte; erkennt eine Bande bei ~30 kDa. Ideal für die Ribosomen-Biogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UTP11L Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGI94; CGI-94; UTP11L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51118
Gen-ID	51118
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y3A2
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel