


Anti-Utp18 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Elisa - Q9Y5J1

Artikelnummer: CM0020818



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes UTP18 (WDR50), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Erforschung von Ribosomenbiogenese, SSU-Prozessosom und prä-18S rRNA-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UTP18 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	WDR50; CGI-48; UTP18
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51096
Gen-ID	51096
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 70-260 des humanen UTP18 (NP_057085.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y5J1
Proteinmasse	62 kDa
Versand	Eisbeutel