


Anti-Utp6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nyh9

Artikelnummer: CM0019179



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UTP6 (HCA66), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Ribosomenbiogenese und nukleolären Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UTP6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HCA66; C17orf40; UTP6
Art	Mensch
GenID (Mensch)	55813
GenID	55813
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYH9
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel