

Anti-Uvrug Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P2Y5

Artikelnummer: CM0027727



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches UVRAG (p63, VPS38). Validiert für Anwendungen in Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt endogenes UVRAG in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Autophagie, Membrantrafficking und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	UVRAG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p63; DHTX; VPS38; UVRAG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7405
GenID	7405
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 501-699 des menschlichen UVRAG (NP_003360.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P2Y5
Proteinmasse	78 kDa
Versand	Eisbeutel