

Anti-B-Amyloid Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Artikelnummer: CM0010487



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes β -Amyloid (P05067). Validiert für IF-P, IHC-P, DB, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für die Alzheimer-Krankheitsforschung und die Analyse von Amyloid-Plaques.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	β -Amyloid Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP
Spezies	Human
GeneID (Human)	351
GeneID	351
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05067
Protein-Gewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel