

Anti-B-Amyloid(1-40) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Db, Elisa - P05067

Artikelnummer: CM0006297



Einführung

Hochaffiner kaninchen monoklonaler Antikörper gegen β -Amyloid(1-40), ein zentrales Peptid der Alzheimer-Krankheit. Validiert für IF-P, IHC-P, DB, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Ideal für Studien zu Amyloid und APP-Prozessierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	β -Amyloid(1-40) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliae	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; β -Amyloid(1-40)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	351
GenID	351
Immunogen	Ein synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 671-770 des menschlichen β -Amyloid(1-40) (NP_000475.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, DB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05067
Proteingewicht	4 kDa
Versand	Eispack