

Anti-B-Arrestin1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49407

Artikelnummer: CM0013360



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen β -Arrestin1 (ARRB1/ARB1/ARR1), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für GPCR-Desensibilisierungs- und Internalisierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	β -Arrestin1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARB1; ARR1; β -Arrestin1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	408
Gen-ID	408
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz entsprechend den Aminosäuren 169-418 von humanem β -Arrestin1 (NP_004032.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49407
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eistasche