

Anti-B-Catenin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35222

Artikelnummer: CM0018015



Einführung

β -Catenin (CTNNB1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC, IF und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Rattenproben. Ideal für die Erforschung der Wnt-Signalübertragung und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	β -Catenin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; Armadillo; β -Catenin
Spezies	Human
GeneID (human)	1499
GeneID	1499
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem beta-Catenin (NP_001895.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P35222
Protein-Gewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel