


Anti-B-Trcp/Btrc Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y297

Artikelnummer: CM0006350



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Antikörper gegen humanes β -TrCP/BTRC, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murine und Ratten-BTRC. Ideal für Studien zu Ubiquitinierung und Wnt-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	β -TrCP/BTRC Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β -TrCP/BTRC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8945
GenID	8945
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen β -TrCP/BTRC (NP_378663.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y297
Proteinmasse	69 kDa
Versand	Eispackung