

Anti-B-Trcp/Btrc Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y297

Artikelnummer: CM0022862



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes β -TrCP/BTRC (FWD1, FBXW1) für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Untersuchung der Ubiquitin-vermittelten Proteolyse, NF- κ B- und Wnt-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	β -TrCP/BTRC Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FWD1; FBW1A; FBXW1; bTrCP; FBXW1A; bTrCP1; betaTrCP; BETA-TRCP; β -TrCP/BTRC
Spezies	Mensch
GenID	8945
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-120 von humanem β -TrCP/BTRC (NP_378663.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y297
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel