

Monoklonaler Anti-Vamp1-Antikörper Für Western Blot - P23763

Artikelnummer: CM0004954

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes VAMP1/Synaptobrevin-1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Für die Neurowissenschaft und Forschung zu Vesikeltransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAMP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	6843
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-118 von menschlichem VAMP1 (P23763) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23763
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eisbeutel