

Anti-Vamp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P23763

Artikelnummer: CM0025503

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen VAMP1 (Synaptobrevin-1) für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-VAMP1 (vorhergesagt ~13 kDa). Unterstützt Forschung zu Vesikeltransport und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAMP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAX1; SYB1; CMS25; SPAX1; VAMP-1; VAMP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6843
Gen-ID	6843
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-96 von humanem VAMP1 (NP_954740.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23763
Protein-Gewicht	13kDa
Versand	Eistüte