

Anti-Vamp2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P63027

Artikelnummer: CM0008946



Einführung

Hochwertiger Anti-VAMP2 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IF-P, ELISA Anwendungen. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-VAMP2. Geeignet für die Forschung zur synaptischen Vesikel-Exozytose und SNARE-vermittelte Membranfusion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAMP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SYB2; VAMP-2; NEDHAHM; VAMP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	6844
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen VAMP2 entspricht (P63027)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63027
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel