

Anti-Vamp3/Cellubrevin Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15836

Artikelnummer: CM0026881

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen VAMP3/Cellubrevin, geeignet für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte VAMP3. Zielt auf die N-terminale Domäne ab und detektiert eine 11 kDa Bande.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAMP3/Cellubrevin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CEB; VAMP3/Cellubrevin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9341
Gen-ID	9341
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-80 von menschlichem VAMP3/Cellubrevin (NP_004772.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15836
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Eisbeutel