

Kaninchen-Poliklonaler Anti-Vamp4-Antikörper Für Wb Und Elisa - 075379

Artikelnummer: CM0024962

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Anti-VAMP4-Antikörper für Anwendungen im Western Blot (WB) und ELISA. Detektiert humanes, murines und Ratten-VAMP4, ein v-SNARE, das Vesikelfusion und Membrantrafficking reguliert. Ideal für die Forschung zu SNARE-Komplexen und Muskelregeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAMP4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	VAMP-4; VAMP24; VAMP4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8674
Gen-ID	8674
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-115 des humanen VAMP4 (NP_003753.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075379
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel