


Anti-Vamp7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P51809

Artikelnummer: CM0022914



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes VAMP7 (SYBL1/TI-VAMP), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von lysosomalem Transport und Exozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAMP7 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SYBL1; TIVAMP; VAMP-7; TI-VAMP; VAMP7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6845
Gen-ID	6845
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 11-70 des humanen VAMP7 (NP_005629.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51809
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku