

Anti-Vamp8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bv40

Artikelnummer: CM0014650



Einführung

Der VAMP8 Kaninchen-Polyklonale Antikörper (WB, ELISA) richtet sich gegen menschliches VAMP8 (auch bekannt als Endobrevin/EDB) mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Er ist ideal für die Untersuchung der SNARE-vermittelten Membranfusion, Autophagie und der Exozytose von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAMP8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EDB; VAMP-8; VAMP8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8673
Gen-ID	8673
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-75 von menschlichem VAMP8 (NP_003752.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BV40
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel