


Anti-Vapa-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P0L0

Artikelnummer: CM0016356



Einführung

Kaninchen polyclonaler Antikörper gegen humanes VAPA (VAP-A), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Detektiert endogenes VAPA in humanen und murinen Proben. Ideal für die Erforschung von ER-Kontaktstellen und Vesikeltransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	VAPA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VAP-A; VAP33; VAMP-A; VAP-33; hVAP-33; VAPA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9218
GenID	9218
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 137-227 von humanem VAPA (NP_919415.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9P0L0
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel