


Anti-Vapb Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95292

Artikelnummer: CM0029769



Einführung

VAPB-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattem VAPB. Zur Untersuchung von ER-Endosomen-Kontaktstellen und UPR.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VAPB Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ALS8; VAP-B; VAMP-B; VAPB
Spezies	Mensch
GenID	9217
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 10-222 von menschlichem VAPB (NP_004729.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95292
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel