

Anti-Vash1 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q7L8A9

Artikelnummer: CM0024932



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes VASH1 (Tubuliny-Tyr-Carboxypeptidase 1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus; geeignet für die Erforschung von Angiogenese und Mikrotubuli.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VASH1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	TTCP 1; KIAA1036; VASH1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22846
Gen-ID	22846
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-365 von menschlichem VASH1 (NP_055724.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q7L8A9
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel