

Anti-Vasp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50552

Artikelnummer: CM0011846



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes VASP, validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Aktindynamik, Thrombozytenaktivierung und Zellmigration. Erkennt ein 40 kDa Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	VASP Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	VASP; vasodilator-stimuliertes Phosphoprotein
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7408
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem VASP (P50552) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P50552
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel